

APLW 018  
Felső kosár  
121 + 24 betöltetlen injektorhellyel.



**Image**  
in progress

- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

EAN: 4002516115601 / Anyagszám: 11104680 / Régi anyagszám: 69301800D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Reagens fiolák [mennyiség]	121
Fiolák [mennyiség]	121
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	24
Üvegek [mennyiség]	24
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	24
Gömblobbikok [mennyiség]	24
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	162
Külső méret, nettó szélesség (mm)	534
Külső méret, nettó mélység (mm)	569
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,33
Bruttó súly (kg)	7,76