


APLW 018/1

Felső kosár

121 darab APLW 048 és 24 darab APLW 051 injektorfúvókával felszerelve.

EAN: 4002516115717 / Anyagszám: 11104690 / Régi anyagszám: 69301801D



- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	121
Fiolák [mennyiség]	121
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	24
Üvegek [mennyiség]	24
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	24
Gömblobbikok [mennyiség]	24
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	200
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	6,92
Bruttó súly (kg)	11,42
Tartozék	
APLW 051 Injektorfúvóka Ø 4 mm, 110 mm hosszú [mennyiség]	32
APLW 048 Injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 80 mm hosszú [mennyiség]	121