


APLW 019/1

Felső kosár

121 darab APLW 047 injektorfúvókával feltöltve.



- Csak a felső szinteken való használatra alkalmas

EAN: 4002516115731 / Anyagszám: 11104710 / Régi anyagszám: 69301901D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Reagens fiolák [mennyiség]	121
Fiolák [mennyiség]	121
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	200
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	570
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	6,64
Bruttó súly (kg)	9,06
<b>Tartozék</b>	
APLW 047 Injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 50 mm hosszú [mennyiség]	121