

APLW 020/1

Alsó kosár

121 darab APLW 047 injektorfúvókával felszerelve.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115755 / Anyagszám: 11104730 / Régi anyagszám: 69302001D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	121
Fiolák [mennyiség]	121
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	200
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	575
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	562
Külső méret, bruttó mélység (mm)	675
Nettó súly (kg)	8,64
Bruttó súly (kg)	11,26
Tartozék	
APLW 047 Injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 50 mm hosszú [mennyiség]	121