

APLW 021

Alsó kosár

110 betöltetlen injektorhellyel Ø 2,5 mm-es fúvókákhoz.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115762 / Anyagszám: 11104740 / Régi anyagszám: 69302100D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Reagens fiolák [mennyiség]	110
Fiolák [mennyiség]	110
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	110
Üvegek [mennyiség]	110
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	575
Külső méret, nettó szélesség (mm)	504
Külső méret, nettó mélység (mm)	450
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	562
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,91
Bruttó súly (kg)	8,35