

APLW 022

Alsó kosár

70 betöltetlen injektorhellyel Ø 2,5 mm-es fúvókákhoz.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115779 / Anyagszám: 11104750 / Régi anyagszám: 69302200D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	70
Üvegek [mennyiség]	70
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	70
Gömlombikok [mennyiség]	70
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	580
Külső méret, nettó szélesség (mm)	515
Külső méret, nettó mélység (mm)	534
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	562
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,83
Bruttó súly (kg)	8,27