

APLW 024

Alsó kosár

42 betöltetlen injektorhellyel fúvókákhoz.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115793 / Anyagszám: 11104770 / Régi anyagszám: 69302400D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	42
Üvegek [mennyiség]	42
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	42
Gömblobikok [mennyiség]	42
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	20
Külső méret, nettó szélesség (mm)	21
Külső méret, nettó mélység (mm)	22
Külső méret, bruttó magasság (mm)	352
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	562
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,22
Bruttó súly (kg)	7,66