

APLW 024/2

Alsó kosár

32 darab APLW 051 és 10 darab APLW 055 injektorfúvókával felszerelve.



**Image**  
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115816 / Anyagszám: 11104790 / Régi anyagszám: 69302402D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fekete, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	42
Üvegek [mennyiség]	42
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	42
Gömblombikok [mennyiség]	42
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	220
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	575
Külső méret, bruttó magasság (mm)	352
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	562
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,97
Bruttó súly (kg)	10,48
<b>Tartozék</b>	
APLW 051 Injektorfúvóka Ø 4 mm, 110 mm hosszú [mennyiség]	32
APLW 055 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 175 mm hosszú [mennyiség]	10