

APLW 024/3

Alsó kosár

30 darab APLW 066 és 12 darab APLW 067 injektorfúvókával feltöltve.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115823 / Anyagszám: 11104800 / Régi anyagszám: 69302403D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	42
Üvegek [mennyiség]	42
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	42
Gömblombikok [mennyiség]	42
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	220
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	575
Külső méret, bruttó magasság (mm)	352
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	562
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,22
Bruttó súly (kg)	13,87
Tartozék	
APLW 066 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 175 mm hosszú [mennyiség]	30
APLW 067 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 225 mm hosszú [mennyiség]	12