

APLW 025

Alsó kosár

24 betöltetlen injektorhellyel fúvókákhoz.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas
- 230 x 490 mm hasznos terület

EAN: 4002516115830 / Anyagszám: 11104810 / Régi anyagszám: 69302500D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	24
Üvegek [mennyiség]	24
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	24
Gömblobikok [mennyiség]	24
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	136
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	360
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	600
Nettó súly (kg)	4,40
Bruttó súly (kg)	7,40