

APLW 025/1

Alsó kosár

12 darab APLW 056 és 12 darab APLW 052 injektorfúvókával feltöltve.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas
- 230 x 490 mm hasznos terület

EAN: 4002516115847 / Anyagszám: 11104820 / Régi anyagszám: 69302501D

| | |
|--|-------------------------------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Termékkategória | |
| Injektor kosár | • |
| Alsó kosár | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Kék, Nemesacél, Fekete, Fehér |
| Felhasználási terület | |
| Laborüveg előkészítése | • |
| Kapacitás | |
| Keskeny nyakú üvegek [mennyiség] | 24 |
| Üvegek [mennyiség] | 24 |
| Erlenmeyer-lombikok [mennyiség] | 24 |
| Gömblombikok [mennyiség] | 24 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 270 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 535 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 570 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 350 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 560 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 610 |
| Nettó súly (kg) | 5,25 |
| Bruttó súly (kg) | 8,39 |
| Tartozék | |
| APLW 052 Injektorfúvóka Ø 4 mm, 175 mm hosszú [mennyiség] | 12 |
| APLW 056 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 225 mm hosszú [mennyiség] | 12 |