

APLW 026

Alsó kosár

20 betöltetlen injektorhellyel fúvókákhoz.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115854 / Anyagszám: 11104830 / Régi anyagszám: 69302600D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	20
Üvegek [mennyiség]	20
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	20
Gömlombikok [mennyiség]	20
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	570
Külső méret, nettó szélesség (mm)	536
Külső méret, nettó mélység (mm)	516
Külső méret, bruttó magasság (mm)	340
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	555
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	4,92
Bruttó súly (kg)	7,40