

APLW 028

Alsó kosár

27 betöltetlen injektorhellyel fúvókákhoz.



**Image**  
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115885 / Anyagszám: 11104860 / Régi anyagszám: 69302800D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	27
Üvegek [mennyiség]	27
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	27
Gömblobikok [mennyiség]	27
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	458
Külső méret, nettó szélesség (mm)	420
Külső méret, nettó mélység (mm)	35
Külső méret, bruttó magasság (mm)	340
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	555
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	4,98
Bruttó súly (kg)	7,30