

APLW 030

Alsó kosár

12 betöltetlen injektorhellyel fúvókákhoz.



Image
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas
- 220 x 490 mm hasznos terület

EAN: 4002516115908 / Anyagszám: 11104880 / Régi anyagszám: 69303000D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	12
Üvegek [mennyiség]	12
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	12
Gömlombikok [mennyiség]	12
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	135
Külső méret, nettó szélesség (mm)	424
Külső méret, nettó mélység (mm)	582
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	4,32
Bruttó súly (kg)	6,72