


APLW 030/1

Alsó kosár

6 darab APLW 067 és 6 darab APLW 066 injektorfúvókával feltöltve.



- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115915 / Anyagszám: 11104890 / Régi anyagszám: 69303001D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fekete, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	12
Üvegek [mennyiség]	12
Erlenmeyer-lombikok [mennyiség]	12
Gömlombikok [mennyiség]	12
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	235
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	575
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	565
Külső méret, bruttó mélység (mm)	615
Nettó súly (kg)	5,33
Bruttó súly (kg)	8,55
Tartozék	
APLW 066 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 175 mm hosszú [mennyiség]	6
APLW 067 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 225 mm hosszú [mennyiség]	6