

APLW 032/1

Alsó kosár

121 darab APLW 048 és 24 darab APLW 056 injektorfúvókával feltöltve.



**Image**  
in progress

- Csak a legalsó szinten való használatra alkalmas

EAN: 4002516115946 / Anyagszám: 11104920 / Régi anyagszám: 69303201D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Injektor kosár	•
Alsó kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Kék, Nemesacél, Fekete, Fehér
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Reagens fiolák [mennyiség]	121
Fiolák [mennyiség]	121
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	24
Üvegek [mennyiség]	24
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	270
Külső méret, nettó szélesség (mm)	535
Külső méret, nettó mélység (mm)	575
Külső méret, bruttó magasság (mm)	355
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	5,99
Bruttó súly (kg)	13,98
<b>Tartozék</b>	
APLW 048 Injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 80 mm hosszú [mennyiség]	121
APLW 056 Injektorfúvóka Ø 6 mm, 225 mm hosszú [mennyiség]	24