


APLW 034

Fedél

250 mm magas, a törékeny mosogatnivalók rögzítésére.



EAN: 4002516115960 / Anyagszám: 11104940 / Régi anyagszám: 69303400D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Burkolat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	250
Külső méret, nettó szélesség (mm)	248
Külső méret, nettó mélység (mm)	248
Külső méret, bruttó magasság (mm)	330
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	312
Külső méret, bruttó mélység (mm)	315
Nettó súly (kg)	0,52
Bruttó súly (kg)	1,38