

APLW 036

Fedél

45 mm magas, a törékeny mosogatnivalók rögzítésére.



EAN: 4002516115984 / Anyagszám: 11104960 / Régi anyagszám: 69303600D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Egyéb betét	•
Burkolat	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	248
Külső méret, nettó szélesség (mm)	248
Külső méret, nettó mélység (mm)	45
Külső méret, bruttó magasság (mm)	278
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	57
Külső méret, bruttó mélység (mm)	285
Nettó súly (kg)	0,39
Bruttó súly (kg)	0,53