

APLW 036

Fedél

45 mm magas, a törékeny mosogatnivalók rögzítésére.



EAN: 4002516115984 / Cikkszám: 11104960 / Régi cikkszám69303600D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Egyéb betét	•
Burkolat	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	248
Külső méret, nettó szélesség (mm)	248
Külső méret, nettó mélység (mm)	45
Külső méret, bruttó magasság (mm)	278
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	57
Külső méret, bruttó mélység (mm)	285
Nettó súly (kg)	0,39
Bruttó súly (kg)	0,53