

APLW 038

Betét

tág nyakú Erlenmeyer-lombikok és mérőhengerek optimális behelyezésére.



- 14 db 175 mm magas & 14 db 105 mm magas rugókampóval rendelkezik

EAN: 4002516116004 / Anyagszám: 11104980 / Régi anyagszám: 69303800D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	185
Külső méret, nettó szélesség (mm)	195
Külső méret, nettó mélység (mm)	450
Külső méret, bruttó magasság (mm)	345
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	435
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	0,60
Bruttó súly (kg)	2,41