

APLW 039

Betét

Petri-csészék optimális behelyezéséhez.



- 26 darab Petri-csészéhez
- A tartók távolsága 24 mm

EAN: 4002516116011 / Anyagszám: 11104990 / Régi anyagszám: 69303900D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Betét/modul petricsészékhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	83
Külső méret, nettó szélesség (mm)	237
Külső méret, nettó mélység (mm)	430
Külső méret, bruttó magasság (mm)	255
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	410
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	1,17
Bruttó súly (kg)	2,47