


APLW 040

Betét

100 mm magas reagens fiolák optimális behelyezésére.

EAN: 4002516116028 / Anyagszám: 11105000 / Régi anyagszám: 69304000D



- APLW 043 fedéllel való használatra

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Betét/modul reagens fiolákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Maximális rakodási magasság (mm)	115
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	100
Külső méret, nettó szélesség (mm)	220
Külső méret, nettó mélység (mm)	220
Külső méret, bruttó magasság (mm)	330
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	315
Külső méret, bruttó mélység (mm)	315
Nettó súly (kg)	0,47
Bruttó súly (kg)	1,58