


APLW 041

Betét

130 mm magas reagens fiolák optimális behelyezésére.

EAN: 4002516116035 / Anyagszám: 11105010 / Régi anyagszám: 69304100D



- APLW 043 fedéllel való használatra

| | |
|--|-----------|
| Termék-hozzárendelés | |
| Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Termékkategória | |
| Betét/modul reagens fiolákhoz | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Maximális rakodási magasság (mm) | 115 |
| Felhasználási terület | |
| Laborüveg előkészítése | • |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 130 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 220 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 220 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 330 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 300 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 315 |
| Nettó súly (kg) | 0,55 |
| Bruttó súly (kg) | 1,35 |