

APLW 072

Vakcsavar

a tartókon található injektorhelyek lezárásához.

EAN: 4002516116387 / Anyagszám: 11105320 / Régi anyagszám: 69307200D



Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	10
Külső méret, nettó mélység (mm)	15
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00