

APLW 088

Tartó

mérőhengereknek, Ø 105 mm-ig, ill. injektorfúvókáknak, Ø 8.

EAN: 4002516116660 / Anyagszám: 11105480 / Régi anyagszám: 69308800D



<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Tartó	•
Egyéb tartozékok	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	12
Külső méret, nettó szélesség (mm)	120
Külső méret, nettó mélység (mm)	300
Külső méret, bruttó magasság (mm)	108
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	117
Külső méret, bruttó mélység (mm)	305
Nettó súly (kg)	0,14
Bruttó súly (kg)	0,23