

APLW 090

Befogó

max. 14 mm és min. 4 mm átmérőjű pipetták számára.

EAN: 4002516116684 / Anyagszám: 11105500 / Régi anyagszám: 69309000D



Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Befogó	•
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke, Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	20
Külső méret, nettó szélesség (mm)	20
Külső méret, nettó mélység (mm)	20
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	170
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00