

APLW 091  
Befogó  
injektorfúvókákhoz, Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Anyagszám: 11105510 / Régi anyagszám: 69309100D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Termékkategória</b>	
Befogó	•
Egyéb tartozékok	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	20
Külső méret, nettó szélesség (mm)	20
Külső méret, nettó mélység (mm)	17
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00