

APLW 092

Vakdugó

a betöltő-tartók nem használt nyílásainak lefedéséhez.

EAN: 4002516116714 / Anyagszám: 11105520 / Régi anyagszám: 69309200D



Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fekete
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	12
Külső méret, nettó szélesség (mm)	12
Külső méret, nettó mélység (mm)	15
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,00
Bruttó súly (kg)	0,00