

APLW 093

Öblítőhüvely

fedővel pipetták számára, max. Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Anyagszám: 11105530 / Régi anyagszám: 69309300D

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Befogó	•
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Szilikon
Szín	Nemesacél, Fehér
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	25
Külső méret, nettó szélesség (mm)	25
Külső méret, nettó mélység (mm)	118
Külső méret, bruttó magasság (mm)	12
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	80
Külső méret, bruttó mélység (mm)	120
Nettó súly (kg)	0,05
Bruttó súly (kg)	0,05