

A 840/1

Injektorfúvóka

műanyag támasztékkal, a fúvóka átmérője 6, hossza 130 mm, 5 darab.



- Injektorkocsihoz és kosárhoz, csavarozható
- Az EasyLoad-rendszer része
- Csomagolási egység 5 fúvókával
- Ideális 12–85 mm-es nyílászélességű mosogatnivaló számára
- Fedél átmérője fent: 11 mm

EAN: 4002516188803 / Anyagszám: 11112600 / Régi anyagszám: 69684001D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	130
Külső méret, nettó szélesség (mm)	92
Külső méret, nettó mélység (mm)	86
Külső méret, bruttó magasság (mm)	107
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	130
Külső méret, bruttó mélység (mm)	195
Nettó súly (kg)	0,13
Bruttó súly (kg)	0,24