

A 841/1

Injektorfúvóka

műanyag támasztékkal, a fúvóka átmérője 6, hossza 210 mm, 5 darab



- Injektorkocsihoz és kosárhoz, csavarozható
- Alkatrésze az EasyLoad-rendszernek
- Csomagolási egység 5 fúvókával

EAN: 4002516188810 / Anyagszám: 11113130 / Régi anyagszám: 69684101D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	210
Külső méret, nettó szélesség (mm)	92
Külső méret, nettó mélység (mm)	86
Külső méret, bruttó magasság (mm)	108
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	117
Külső méret, bruttó mélység (mm)	305
Nettó súly (kg)	0,17
Bruttó súly (kg)	0,27