

A 843/2

Injektorfúvóka

műanyag támasztékkal, a fúvóka átmérője 4, hossza 185 mm, 10 darab



- Injektorkocsihoz és kosárhoz, csavarozható
- Az EasyLoad-rendszer része
- Csomagolási egység 10 fúvókával

EAN: 4002516188896 / Anyagszám: 11113730 / Régi anyagszám: 69684302D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	185
Külső méret, nettó szélesség (mm)	76
Külső méret, nettó mélység (mm)	71
Külső méret, bruttó magasság (mm)	107
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	130
Külső méret, bruttó mélység (mm)	195
Nettó súly (kg)	0,21
Bruttó súly (kg)	0,32