

A 843/3

Injektorfúvóka

műanyag támasztékkal, a fúvóka átmérője 4, hossza 185 mm, 20 darab



- Injektorkocsihoz és kosárhoz, csavarozható
- Az EasyLoad-rendszer része
- Csomagolási egység 20 fúvókával

EAN: 4002516188902 / Cikkszám: 11113760 / Régi cikkszám: 69684303D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	185
Külső méret, nettó szélesség (mm)	76
Külső méret, nettó mélység (mm)	71
Külső méret, bruttó magasság (mm)	140
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	150
Külső méret, bruttó mélység (mm)	260
Nettó súly (kg)	0,43
Bruttó súly (kg)	0,56