

A 844/1

Injektorfúvóka

műanyag támasztékkal, a fúvóka átmérője 2,5, hossza 80 mm, 5 darab.



- Injektor kocsihoz és kosárhoz, csavarozható
- Ideális 6–55 mm-es nyílászélességű mosogatnivaló számára
- Fedél átmérője fent: 5 mm
- Az EasyLoad-rendszer része

EAN: 4002516188919 / Cikkszám: 11115470 / Régi cikkszám: 69684401D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|--------------------|
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| A készülék besorolása | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 7111 | • |
| Termékkategória | |
| Injektorfúvóka | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél, Műanyag |
| Szín | Nemesacél, Fekete |
| Az EasyLoad-rendszer része | • |
| Felhasználási terület | |
| Laborüveg előkészítése | • |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 80 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 60 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 55 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 85 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 120 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 150 |
| Nettó súly (kg) | 0,05 |
| Bruttó súly (kg) | 0,11 |