

A 844/3

Injektorfúvóka

műanyag támasztékkal, a fúvóka átmérője 2,5, hossza 80 mm, 20 darab.



- Injektorkocsihoz és kosárhoz, csavarozható
- Az EasyLoad-rendszer része
- Csomagolási egység 20 fúvókával

EAN: 4002516188933 / Cikkszám: 11115520 / Régi cikkszám69684403D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	80
Külső méret, nettó szélesség (mm)	60
Külső méret, nettó mélység (mm)	55
Külső méret, bruttó magasság (mm)	85
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Nettó súly (kg)	0,20
Bruttó súly (kg)	0,26