

A 845/1

Injektorfúvóka

műanyag támasztékkal, a fúvóka átmérője 2,5, hossza 125 mm, 5 darab.



- Injektorkocsihoz és kosárhoz, csavarozható
- Az EasyLoad-rendszer része
- Csomagolási egység 5 fúvókával

EAN: 4002516188940 / Anyagszám: 11116120 / Régi anyagszám: 69684501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Injektorfúvóka	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	125
Külső méret, nettó szélesség (mm)	60
Külső méret, nettó mélység (mm)	55
Külső méret, bruttó magasság (mm)	85
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	120
Külső méret, bruttó mélység (mm)	150
Nettó súly (kg)	0,06
Bruttó súly (kg)	0,13