

A 300/3

Modul

laborüvegek optimális behelyezéséhez – 8 fúvókával felszerelve.



- Különböző laborüvegekhez, pl. Erlenmeyer-, kerek lombikok stb.
- 4 A 840-es fúvókával és 4 A 841-ös fúvókával feltöltve
- Az #EasyLoad-rendszer#<inRef.objid>Z
- Fúvókátávolság 118 mm szélességben, 118 mm mélységben

EAN: 4002516188964 / Anyagszám: 11116900 / Régi anyagszám: 69630003D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Rekeszek száma	8
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	8
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	228
Külső méret, nettó szélesség (mm)	208
Külső méret, nettó mélység (mm)	479
Külső méret, bruttó magasság (mm)	200
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	240
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	1,47
Bruttó súly (kg)	1,91
Tartozék	
A 840, injektorfúvóka Ø 6 mm, 130 mm hosszú [darabszám]	4
A 841, injektorfúvóka Ø 6 mm, 210 mm hosszú [darabszám]	4