


A 301/5

Modul

laborüvegek optimális behelyezéséhez – 18 fúvókával felszerelve.



- Különféle laborüvegekhez, pl. Erlenmeyer-, kerek lombikok stb.
- 9 A 842-es fúvókával és 9 A 843-ös fúvókával feltöltve
- Az EasyLoad-rendszer része
- Fúvókátávolság: 78 mm szélességben, 78 mm mélységben

EAN: 4002516188971 / Anyagszám: 11116950 / Régi anyagszám: 69630105D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Termékkategória</b>	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Kapacitás</b>	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	18
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	203
Külső méret, nettó szélesség (mm)	232
Külső méret, nettó mélység (mm)	480
Külső méret, bruttó magasság (mm)	200
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	515
Nettó súly (kg)	2,16
Bruttó súly (kg)	3,17
<b>Tartozék</b>	
A 842, injektorfúvóka Ø 4 mm, 90 mm hosszú [darabszám]	9
A 843, injektorfúvóka Ø 4 mm, 185 mm hosszú [darabszám]	9