


A 302/3

Modul

laborüvegek optimális behelyezéséhez – 32 fúvókával felszerelve.



- Különféle laborüvegekhez, pl. Erlenmeyer-, kerek lombikok stb.
- 16 A 844-es fúvókával és 16 A 845-ös fúvókával feltöltve
- Az EasyLoad-rendszer része
- Fúvókátávolság 60 mm szélességben, 57 mm mélységben

EAN: 4002516188988 / Anyagszám: 11116960 / Régi anyagszám: 69630203D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Betét különböző palackokhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Az EasyLoad-rendszer része	•
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	32
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	143
Külső méret, nettó szélesség (mm)	238
Külső méret, nettó mélység (mm)	479
Külső méret, bruttó magasság (mm)	135
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	290
Külső méret, bruttó mélység (mm)	590
Nettó súly (kg)	1,49
Bruttó súly (kg)	2,67
Tartozék	
A 844, injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 80 mm hosszú [darabszám]	16
A 845, injektorfúvóka Ø 2,5 mm, 125 mm hosszú [darabszám]	16