


A 14/1
Fedél
a törékeny edények rögzítésére.



- Nemesacél fedél
- 8 x 8 mm-es kivágás, 3 mm-es borda
- Lefedi az AK 12/1 betét felét

EAN: 4002516340126 / Anyagszám: 11131560 / Régi anyagszám: 69746003D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Burkolat	•
Fedőelem	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Különbéle eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	19
Külső méret, nettó szélesség (mm)	207
Külső méret, nettó mélység (mm)	224
Külső méret, bruttó magasság (mm)	65
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	240
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,20
Bruttó súly (kg)	0,35