

AK 12/1

Betét

különféle eszközök behelyezésére.



- Pl. üvegpoharakhoz, tölcsérekhez és anyatejleszívókhoz alkalmas
- Rugalmas fogantyúkkal

EAN: 4002516343714 / Anyagszám: 11131690 / Régi anyagszám: 69501204D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Betét/modul főzőpoharakhoz	•
Betét/modul tág nyakú üvegekhez	•
Egyéb betét	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	122
Külső méret, nettó szélesség (mm)	224
Külső méret, nettó mélység (mm)	434
Külső méret, bruttó magasság (mm)	125
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	450
Nettó súly (kg)	0,65
Bruttó súly (kg)	1,07