

GP TDC 141 L  
TwinDos Care  
Tisztítószer a TwinDos adagolórendszerhez

EAN: 4002516200086 / Anyagszám: 11171430 / Régi anyagszám: 11997165EU2



- TwinDos adagoló vezeték  
öblítéséhez
- Termékcseré előtti használathoz
- Hosszabb leállások előtti  
használathoz (min. 2 hónap)
- Garantálja az automatikus  
adagolórendszer optimális  
működését
- Kb. 5 öblítési művelethez
- TwinDosrendszerű mosógépekhez  
és mosó-szárítógépekhez