

TT 86

Szállítókosz

tisztító és fertőtlenítő automaták és lab. mosogatógépek be- és kikapolásához.

EAN: 4002516147725 / Anyagszám: 11178960 / Régi anyagszám: 69200115D



- 4 db futógörgővel, rögzíthető
- Egyszerű és kényelmes kezelés az ergonomikus nyelekkel
- Kivehető felfogókáddal felszerelt
- Különböző magasságokra állítható
- Konténeres autómosó berendezések tisztításához alkalmas

Termék-hozzárendelés	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Termékkategória	
Tároló-/szállítórendszer	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	911
Külső méret, nettó szélesség (mm)	693
Külső méret, nettó mélység (mm)	990
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1130
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	800
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1200
Nettó súly (kg)	22,20
Bruttó súly (kg)	41,00