

GP CL MCX 0101 P

Tejvezeték tisztító, 100 darab
a kávéfőzők tejvezetékeinek higiénikus tisztaságához.

EAN: 4002516195429 / Anyagszám: 11201280 / Régi anyagszám: 29996908EU2



- Rendkívül hatékony, ugyanakkor anyagkímélő tisztítás
- Egyszerű adagolás az előre kiszerezelt rudaknak köszönhetően
- Maradéktalanul eltávolítja a tejfehérjét és a tejszírt
- Tesztelt formula – speciális Miele receptúra
- Tökéletes ápolás a hosszú éveken át megbízható működésért