

Miele Black Edition ESPRESSO 4x250g  
BIO Espresso  
Tökéletes Espresso készítéséhez.

EAN: 4002516196976 / Anyagszám: 11229650 / Régi anyagszám: 29992629EU4



- 4 x 250 g szemes kávé Németországban pörköelve
- Intenzív íz fűszeres, csokoládés jegyekkel
- Optimálisan a Miele kávéfőzőkhöz igazítva
- Fairtrade és Bio tanúsítvány DE-ÖKO-001, nem EU-mezőgazdaság