

A 12/2

Betét

az érzékeny edények kímélő tisztításához, az öblítési sugár megtörésével.



- 7 x 7 mm-es kivágásokkal
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető
- A kosár fél rakodófelületét fedi
- Nem használható a PG 8536 típusban

EAN: 4002516237068 / Anyagszám: 11238030 / Régi anyagszám: 69501205D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Alátét	•
Alátét keret	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	237
Külső méret, nettó szélesség (mm)	448
Külső méret, nettó mélység (mm)	14
Külső méret, bruttó magasság (mm)	65
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	255
Külső méret, bruttó mélység (mm)	475
Nettó súly (kg)	0,39
Bruttó súly (kg)	0,57