


A 11/2

Betét

az érzékeny edények kímélő tisztításához, az öblítési sugár megtörésével.

EAN: 4002516340119 / Anyagszám: 11239130 / Régi anyagszám: 69501103D



- 7 x 7 mm-es kivágásokkal
- Alsó és felső kosárba is behelyezhető

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Alátét	•
Alátét keret	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1
Külső méret, nettó szélesség (mm)	476
Külső méret, nettó mélység (mm)	443
Külső méret, bruttó magasság (mm)	70
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	505
Külső méret, bruttó mélység (mm)	430
Nettó súly (kg)	0,71
Bruttó súly (kg)	1,08