

A 320

Betét

az érzékeny edények kímélő tisztításához, az öblítési sugár megtörésével.



- 7 x 7 mm-es kivágásokkal

EAN: 4002516237082 / Anyagszám: 11295510 / Régi anyagszám: 69632000D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Termékkategória</b>	
Alátét keret	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
<b>Felhasználási terület</b>	
Laborüveg előkészítése	•
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	237
Külső méret, nettó mélység (mm)	536
Külső méret, bruttó magasság (mm)	60
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	245
Külső méret, bruttó mélység (mm)	560
Nettó súly (kg)	0,47
Bruttó súly (kg)	0,63