

GPS 0301 L
CleanKitchen szett
a ragyogó és tiszta konyháért.

EAN: 4002516313663 / Anyagszám: 11451040 / Régi anyagszám: 21995526EU7



- Szett: sütőtisztító, üvegkerámiatisztító, mikroszálás törőlkendő
- Az OvenClean Sütőtisztító minden maradékot és szagot eltávolít
- Az üvegkerámiatisztító eltávolítja a zsírt és a leégett maradékot
- Az antibakteriális mikroszálás kendő mindig friss, illatos marad
- Kedvezményes árú szett az akció időtartama alatt
- Tökéletes ápolás a hosszú éveken át megbízható működésért