

KWF 2000

IntensiveClear 2.0

Aktív szénés vízszűrő a MasterCool F 2xx2 és KF 2xx2 modellhez

EAN: 4002516307846 / Anyagszám: 11480330 / Régi anyagszám: 38996095EU1



- Az érezhetően jobb vízminőségért
- Élvezze a tiszta vizet, és a semleges ízű jégkockákat
- Kiszűri a lebegő anyagokat és a szaganyagokat a vezetékes vízből
- A teljesítmény fenntartásához a szűrőt hathavonta cserélje